


## کاغذ جاذب رطوبت مازاد اتوکلاو



- ✓ در کف سینی یا ظرف حاوی ابزار جراحی قرار می گیرد.
- ✓ مابین دیش ها و گالی پات و ظروف مقعر قرار می گیرد تا امکان نفوذ بهینه بخار و استریل صحیح را ایجاد نماید.
- ✓ با جذب رطوبت اضافی اتوکلاو ابزار جراحی را از زنگ زدگی و تخریب محافظت می نماید.
- ✓ با جذب رطوبت اضافی از بروز خطا در سیکل استریل و آلوده شدن پگ پس از استریل جلوگیری می کند.
- ✓ قابلیت جذب رطوبت تا بیش از ۷۰۰ در صد
- ✓ بسیار مقرون به صرفه
- ✓ تحت استانداردهای ISO 9001 و ISO 11607

تلفن دفتر تهران: ۰۲۱) ۶۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۲۵) ۳۲۸۹۱۵۷۳ - ۳۶۵۵۰۱۷۸ / فکس: ۰۲۵) ۳۶۵۵۰۱۶۶

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی راد) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)