



تست بویدیک کارتی – BD Green Card



- ✓ **تست BD** تغییر رنگ از **صورتی (ارغوانی)** به **سبز تا قهوه ای** سوخته نشان دهنده ی سیکل استریل صحیح است.
- ✓ باقی ماندن هر گونه رنگ **صورتی** روی تست نشان دهنده ی خطا و عدم موفقیت در پروسه استریل می باشد.
- ✓ عملکرد دستگاه اتوکلاو را به شما گزارش می دهد و پیش از تخریب دستگاه، نیاز به تعمیرات و کالیبراسیون را اعلام می نماید.
- ✓ با نتیجه این تست می توان میزان وکیوم، دما و بخار دستگاه را تنظیم نمود و از زنگ زدگی و تخریب ابزار جراحی پیشگیری نمود.
- ✓ تغییر رنگ آن پایدار می باشد در پشت تست می توان اطلاعات مورد نیاز (نام و کد دستگاه-شماره سیکل استریل-تاریخ و...) را ثبت نمود لذا می توان به عنوان **مستند سازی اعتبار بخشی** بطور دائم از آن استفاده نمود.

تلفن دفتر تهران: ۰۲۱)۶۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۲۵)۳۲۸۹۱۵۷۳-۳۶۵۵۰۱۷۸ / فکس: ۰۲۵)۳۶۵۵۰۱۶۶

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی راد) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)