

تست بویدیک پک-BD Pack



- ✓ مطابق استاندارد **ANSI/AAMI ST79** یکعدد تست بویدیک را مابین لایه های کاغذ استاندارد که معادل ۳۶ عدد حوله کتان جراحی است قرار داده و تست پکیج آماده مصرف تولید شده است.
- ✓ بالاترین دقت و سخت گیری در انجام آزمون بویدیک و مناسب انواع اتوکلاو بیمارستانی و دندانپزشکی
- ✓ تغییر رنگ آن پایدار می باشد در پشت تست می توان اطلاعات مورد نیاز(نام و کد دستگاه- شماره سیکل استریل-تاریخ و...)را ثبت نمود لذا می توان به عنوان **مستند سازی اعتبار بخشی** بطور دائم از آن استفاده نمود. خروج هوا، و کیوم کافی، نفوذ بخار، کیفیت بخار و دما و فشار مناسب جهت استریلیزاسیون را کنترل و تایید می کند.
- ✓ بالاترین اطمینان از کیفیت محصول با تاییدیه کنترل کیفیت جهانی **ISO 13485 & ISO 9001:2008 & ISO 11140-1 & EN 867**
- ✓ باقی ماندن هر گونه رنگ زرد یا **صورتی** نشان دهنده ی خطا است.

تلفن دفتر تهران: ۰۲۱)۶۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۲۵)۳۲۸۹۱۵۷۳-۳۶۵۵۰۱۷۸ / فکس: ۰۲۵)۳۶۵۵۰۱۶۶

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)