




## اندیکاتور مستند ساز کلاس ۴ بخار



✓ مستند سازی کامل از زمان بسته بندی تا زمان استفاده

✓ قابلیت درج نام بیمار روی اندیکاتور به منظور مستند سازی حرفه ای

✓ تغییر رنگ کامل مربع از آبی یا آبی به مشکی نشان دهنده ی انجام صحیح سیکل استریل است.

✓ در دو نوع پشت چسبدار و بدون چسب

✓ بالاترین اطمینان از کیفیت محصول با تاییدیه کنترل کیفیت جهانی **ISO 13485 & ISO 9001:2008 & ISO 11140-1 & EN 867**

تلفن دفتر تهران: ۰۲۱)۶۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۲۵)۳۲۸۹۱۵۷۳-۳۶۵۵۰۱۷۸ / فکس: ۰۲۵)۳۶۵۵۰۱۶۶

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)