



اندیکاتور کلاس ۵ بخار




✓ تغییر رنگ قسمت فلش از آبی به مشکی نشان دهنده ی انجام صحیح سیکل استریل است.

✓ در دو نوع مستندساز و بارکد دار

✓ امکان ثبت و مستندسازی در نرم افزار CSSD-DoC

✓ بالاترین اطمینان از کیفیت محصول با تاییدیه کنترل کیفیت جهانی **EN 867 & ISO 11140-1 & ISO 9001:2008 & ISO 13485**



تلفن دفتر تهران: ۰۲۱)۶۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۲۵)۳۲۸۹۱۵۷۳ - ۳۶۵۵۰۱۷۸ / فکس: ۰۲۵)۳۶۵۵۰۱۶۶

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)