


## اندیکاتور Double Check مستندساز و چسبدار کلاس ۶



✓ تغییر رنگ ۳ قسمت فلش از صورتی به مشکی نشان دهنده ی انجام صحیح سیکل استریل است.

✓ به منظور پیشگیری و حذف خطای یک اندیکاتور و اطمینان از استریل شدن پگ ها و بر اساس تکنیک علمی و متدولوژی معتبر و بین المللی Double Duplicate اندیکاتورهای مدرن و هوشمند Double Check را استفاده کنید.


✓ دوبار چک کردن یک پگ = مانیتورینگ هوشمند و پیشرفته استریل = کنترل عفونت زیر کانه و حرفه ای

✓ هزینه کمتر برای هر اندیکاتور = حمایت عملی از اقتصاد بیمار و بیمارستان

✓ تغییر رنگ کامل مربع از صورتی به مشکی نشان دهنده ی انجام صحیح سیکل استریل است.

✓ اندیکاتور پشت چسبدار است که بایگانی و مستند سازی اعتباربخشی آن در پرونده بیمار بسیار سریع و آسان می باشد.

✓ بالاترین اطمینان از کیفیت محصول با تاییدیه کنترل کیفیت جهانی ISO 13485 & ISO 9001:2008 & ISO 11140-1 & EN 867



تلفن دفتر تهران: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ / (۰۲۱) / دفتر شهرستان: ۰۳۶۵۵۰۱۷۸ - ۰۳۲۸۹۱۵۷۳ / (۰۲۵) / فکس: ۰۳۶۵۵۰۱۶۶ (۰۲۵)

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)