





چرا نانون مدیکال SMS و SMMS دو رنگ سبز - آبی (Blue-Green) برای بسته بندی استریل و پکینگ؟؟؟؟



- ✓ ایجاد سد میکروبی قوی، افزایش مدت نگهداشت ست استریل و کاهش عفونت های جراحی
- ✓ اقتصادی تر، نرم تر و انعطاف پذیر تر از کاغذ کرپ
- ✓ ارزانتر تر از شان پارچه ای (حذف هزینه های لنتری، آب، برق، گاز، مواد شوینده، نیروی انسانی و...)
- ✓ لایه خارجی هیدروفوب Hydrophobe و دفع کننده خون، مایعات و رطوبت مازاد
- ✓ لایه داخلی سد میکروبی باکتری ها و ویروس ها، مطابق ISO 11607 & EN 868