


## اندیکاتور بارکد دار تایپ (کلاس) ۶



- ✓ بالاترین کیفیت و اطمینان از استریل شدن با اندیکاتور مستند ساز ۴ دقیقه سه فاز
- ✓ مستند سازی کامل از زمان بسته بندی تا زمان استفاده با ثبت در نرم افزار CSSD-DOC
- ✓ دارای بارکد با قابلیت ثبت الکترونیک به منظور مستند سازی حرفه ای مطابق سنجه اعتبار بخشی
- ✓ تغییر رنگ از ارغوانی به سبز نشان دهنده ی انجام صحیح سیکل استریل است.
- ✓ هزینه کمتر برای هر اندیکاتور = حمایت واقعی از اقتصاد بیمار و بیمارستان
- ✓ در نوع پشت چسبدار
- ✓ بالاترین اطمینان از کیفیت محصول با تاییدیه کنترل کیفیت جهانی ISO 13485 & ISO 9001:2008 & ISO 11140-1 & EN 867



تلفن دفتر تهران: ۰۲۱)۶۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۲۵)۳۲۸۹۱۵۷۳-۳۶۵۵۰۱۷۸ / فکس: ۰۲۵)۳۶۵۵۰۱۶۶

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)