


اندیکاتور بارکد و چسبدار دار تایپ (کلاس) ۴



✓ ردیابی، مستند سازی و اطمینان از استریل شدن پگ ها با اندیکاتورهای مدرن و هوشمند بارکد دار

✓ مانیتورینگ هوشمند و پیشرفته استریل با اندیکاتورهای بارکد دار

✓ کنترل عفونت زیرکانه و حرفه ای با نرم افزار CSSD-DOC

✓ تغییر رنگ کامل مربع از آبی به مشکی نشان دهنده ی انجام صحیح سیکل استریل است.

✓ اندیکاتور پشت چسبدار است که بایگانی و مستند سازی اعتباربخشی آن در پرونده بیمار بسیار سریع و آسان می باشد.

✓ بالاترین اطمینان از کیفیت محصول با تاییدیه کنترل کیفیت جهانی ISO 13485 & ISO 9001:2008 & ISO 11140-1 & EN 867



تلفن دفتر تهران: ۰۹۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۳۶۵۵۰۱۷۸ - ۰۳۲۸۹۱۵۷۳ / فکس: ۰۳۶۵۵۰۱۶۶ (۰۲۵)

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)