

اندیکاتور های کلاس ۵ پیشرونده INTEGRATOR



✓ ذوب شدن و حرکت پلیمر در طول شیار و رسیدن آن به بخش **ACCEPT** نشان دهنده ی انجام صحیح سیکل استریل است.

✓ بالاترین اطمینان از کیفیت محصول با تاییدیه کنترل کیفیت جهانی **ISO 13485 & ISO 9001:2008 & ISO 11140-1 & EN 867**

تلفن دفتر تهران: ۰۹۶۱۵۷۶۰۹ (۰۲۱) / دفتر شهرستان: ۰۳۶۵۵۰۱۷۸ - ۰۳۲۸۹۱۵۷۳ (۰۲۵) / فکس: ۰۳۶۵۵۰۱۶۶ (۰۲۵)

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)