



انکباتور اسمارت پاسخ سریع Rapid Multi-Functional Incubator





- ✓ دارای کنترلر و PLC اتوماتیک دما و زمان مناسب اندیکاتورهای بیولوژیکال بخار، پلازما، اتیلن اکساید و فرمالدهید
- ✓ پاسخ سریع و دقت بسیار بالا و کاربری آسان و دارای پرینتر و پنل تنظیم لمسی 7 inch LCD Touch Screen
- ✓ گزارش دهنده پاسخ نتیجه تست بصورت قطعی توسط میکرو کامپیوتر بدون نیاز به مقایسه تغییر رنگ
- ✓ نشان دهنده مدت زمان انکوباسیون هر تست به صورت کاملا مجزا از تست دیگر
- ✓ دارای پورت USB و پورت LAN برای اتصال به کامپیوتر و ذخیره نتایج تست های انجام شده
- ✓ قابلیت تغییر و تنظیم دما برای اندیکاتورهای مختلف
- ✓ دارای برنامه کامپیوتری تنظیم اتوماتیک برای اندیکاتورهای با زمان و دمای مختلف
- ✓ دارای ده جایگاه اندیکاتور بیولوژیکال
- ✓ خواندن و اعلام نتیجه تست به صورت اتوماتیک و نشان دادن نتیجه روی صفحه LCD
- ✓ دارای تاییدیه CE اروپا تاییدیه استاندارد های ISO 13485 & ISO 9001:2008

Readout Details;

-EO / AX110	- 4 hr at 37 °C
-STEAM / AX220	- 3 hr at 60 °C
-STEAM / AX221	- 1 hr at 60 °C
-STEAM / AX222	- 1 hr at 60 °C
-STEAM / AX223	- 30 min at 60 °C
-STEAM / AX224	- 20 min at 60 °C
-PLASMA / AX90	- 8 hr at 60 °C
-PLASMA / AX93	- 1 hr at 60 °C
-PLASMA / AX94	- 20 min at 60 °C

تلفن دفتر تهران: ۰۶۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۳۶۵۵۰۱۷۸ - ۰۳۲۸۹۱۵۷۳ / فکس: ۰۳۶۵۵۰۱۶۶ (۰۲۵)

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای اویسی)