

سیستم کد رهگیری Label&Label Gun



- ✓ قابلیت درج تاریخ استریل، تاریخ انقضاء، کد و نام دستگاه اتوکلاو، شماره سیکل، کد یا نام اپراتور و... برای رهگیری و بازخوانی ست ها و ابزار استریل
- ✓ اطمینان از کیفیت محصول با تاییدیه کنترل کیفیت جهانی **ISO 13485 & ISO 9001:2008 & ISO 11140-1 & EN 867**
- ✓ هزینه کمتر برای هر اندیکاتور = **حمایت واقعی از اقتصاد بیمار و بیمارستان**
- ✓ در انواع لیبل های اتوکلاو بخار - اتیلن اکساید - پلاسما
- ✓ لیبل زن ۳ خط

تلفن دفتر تهران: ۰۲۱)۶۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۲۵)۳۲۸۹۱۵۷۳ - ۳۶۵۵۰۱۷۸ / فکس: ۰۲۵)۳۶۵۵۰۱۶۶

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای اویسی)