




## نانون مدیکال SMS و SMMS دو رنگ سبز - آبی (Blue-Green) بهترین لفافه برای بسته بندی استریل و پکینگ


### Role of packaging

Allow sterilization AND provide a high bacterial barrier performance during the storage of the sterilized packs



Bacterial barrier against contamination coming from:

- Air (airborne, micro particles, dust)
- Fluids (drops, aerosols)



- ✓ اجازه ورود عامل استریل کننده (بخار و...) را می دهد اما برای میکروارگانیسم ها نفوذناپذیر است.
- ✓ سد میکروبی قوی ، افزایش مدت نگهداشت ست استریل و کاهش عفونت های جراحی
- ✓ ارزانتر، نرم تر ، انعطاف پذیر تر و مقاوم تر از کاغذ کرپ و شان پارچه ای
- ✓ لایه خارجی هیدروفوب Hydrophobe و دفع کننده خون، مایعات و رطوبت مازاد
- ✓ لایه داخلی سد میکروبی باکتری ها و ویروس ها، مطابق ISO 11607 & EN 868