

انکباتور دو زمانه Dual Incubator





✓ دارای ۳۹ جایگاه ویال بیولوژیک = معادل ظرفیت ۴ انکوباتور معمولی

✓ دارای جایگاه مخصوص شکستن ویال بیولوژیکال

✓ دارای ۷ جایگاه تست Protein Pen

✓ پاسخ ۲۴ ساعته و دقت بسیار بالا و کاربری آسان

✓ نشانگر دیجیتال دما

✓ قابلیت تنظیم برای دما های مختلف متناسب اندیکاتورهای بیولوژیکال بخار، پلاسما، اتیلن اکساید و فرمالدهید

✓ دارای تاییدیه CE اروپا و تاییدیه استاندارد ISO 13485 & ISO 9001:2008

✓ مناسب برای ویال اسپور بخار - اتیلن اکساید - پلاسما - فرمالدهید

✓ اقتصادی و با دوام

Readout Details;

-EO / AX10 - 48 hr at 37 °C

-FORM/ AX100 - 48 hr at 60 °C

-STEAM / AX20 - 24 hr at 60 °C

-PLASMA/AX91 - 24 hr at 60 °C

تلفن دفتر تهران: ۰۶۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۳۶۵۵۰۱۷۸ - ۰۳۲۸۹۱۵۷۳ / فکس: ۰۳۶۵۵۰۱۶۶ (۰۲۵)

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای اویسی)